

# Компактная ультразвуковая система с сенсорным экраном


Для сканирования больших животных

СТАНДАРТ  
**2**  
ГОДА ГАРАНТИИ

2-х летняя гарантия  
за счет новых  
технологий



Приложения



## BestScan® S6 Touch Linear

Посетите [www.arimpulse.ru](http://www.arimpulse.ru) для получения дополнительной информации



**BMV**  
TECHNOLOGY

## Максимальный комфорт в работе

- 7.5 МГц 60мм линейный преобразователь (6.0/7.5/8.5/10MHz)
- 7" дюймовый антибликовый, сенсорный экран высокого разрешения
- Превосходное качество изображения, Псевдо цветное изображение
- Диагностика беременности коров между 30 и 60 днями.
- Упрощенный рабочий процесс сфокусированный на фермерские хозяйства
- Эргономичный дизайн, чтобы облегчить работу с животными
- Легкий вес уменьшает напряжение в шее/руках
- Загрузка меньше чем за 20 секунд
- Сохраняет более 1000 изображений
- Поддержка экспорта изображений через USB/SD-карту
- Поддерживает\* русский, английский, французский и др языки

## Поддерживает зонды



BoviScan Curve



BoviScan Linear



EquiScan Linear



OvinScan Convex

## Аксессуары для вашего BestScan® S6 Touch Linear



Возможность переключения на видео очки I-Scan®, что упрощает Вашу работу и фокусировку (доп. опция)

Зонд I.F.R™ сконструирован, чтобы погасить усталость и стресс позволяя сканировать со свободными руками, используется в различных репродуктивных диагностических процедурах (опция, совместим с Rectal Convex и Rectal Linear зондами)



## Спецификация

Измерение	7.5 МГц 60мм линейный (6.0/7.5/8.5/10MHz)	Внешние порты	USB, TV-OUT (для принтера, очков)
Опция с очками	I-Scan® Видео очки	Настройка вида	Общая, ближе, дальше
Батарея	4000mAh, более 4 часов работы	Зарядное уст-во	стандартное, автомобильное
Память	1000 изображений	Вес	1,2 кг (2.6 фунта)
Cine-Loop	512 кадров	Размер (ШхВхГ)	260x154x42mm <sup>3</sup>
Экспорт данных	USB/SD-карта	Корпус	Брызгозащищенный, алюминиевый

## "АПК Импульс" ООО

г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1651, офис 20  
+7(495)221-05-23; +7(929)518-94-82  
www.apkimpulse.ru

\* - поддержка основного интерфейса

**BMV**  
TECHNOLOGY

Shaping discovery.  
Improving life.

Изменение спецификации возможно без уведомления, уточняйте детали на момент заказа